



**ELEZIONI 2020.**  
**IGIENE E PULIZIA**  
**VOTANO PER LA**  
**SICUREZZA.**

**allegri.**  
TOP CLEAN SOLUTIONS

# PRIMAGEL PLUS

**Gel disinfettante mani Presidio Medico Chirurgico** (Reg. Min. Salute n° 18761) con azione disinfettante, battericida, virucida, fungicida e tubercolicida. Oltre a contenere il **71,5 % di alcool etilico**, è **testato su Adenovirus, Murine Norovirus, Poliovirus** e nei confronti di HIV e **SARS-Coronavirus** (efficacia dimostrata e certificata da laboratori esterni accreditati).

Data l'appartenenza del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) alla stessa famiglia di SARS-Coronavirus (SARS-CoV), Primagel Plus contribuisce alla riduzione del rischio di contagio del virus.

## MODALITÀ D'USO

*Dosare Primagel Plus sul palmo della mano. Sfregare vivacemente per almeno 15 secondi, raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie.*

## ACCESSORI

*Piantana universale*



## ELEZIONI 2020: AI SEGGI IN TOTALE SICUREZZA

Il Protocollo Sanitario e di Sicurezza, emanato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19 durante lo svolgimento delle Consultazioni elettorali e referendarie, fornisce alcune indicazioni in merito alle misure di prevenzione e igiene che occorre adottare i prossimi 20 e 21 settembre in occasione delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali.

Saranno coinvolti oltre 51 milioni di elettori distribuiti in 61.572 sezioni. Per assicurare il rispetto delle modalità operative e precauzionali, il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente redatto anche una serie di informazioni e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto; tra queste:

- deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, compresi androne, corridoi e bagni, prima dell'insediamento del seggio elettorale e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 (*pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri le superfici e gli oggetti, disinfettare con prodotti disinfettanti*

*autorizzati e ad azione virucida, garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria);*

- nel corso delle operazioni di voto, devono essere previste anche periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici;
- mettere a disposizione gel igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/ sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani;
- prevedere percorsi dedicati, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita;
- evitare assembramenti, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio e creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso;
- consentire il distanziamento di almeno un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore e garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

Dai laboratori R&D Allegrini, tre soluzioni che rispondono a tutte le misure di igiene e disinfezione richieste dal protocollo.

# FOR-OXY READY

Nuovo **detergente disinfettante per le superfici**, contenente perossido di idrogeno (10.000 parti per milione), co-formulanti e componenti ad azione detergente che contribuiscono a rendere il prodotto altamente efficace ed universale. **Biocida autorizzato dal Ministero della Salute in deroga ai sensi dell'art.55.1 del Regolamento Biocidi 528/2012. Conforme alla prevenzione da COVID-19.** Compatibile su tante tipologie di superfici e adatto a qualsiasi ambiente.

## MODALITÀ D'USO

*Spruzzare sulle superfici da trattare in modo da bagnarle completamente (50 mL/m<sup>2</sup>) e lasciare agire per almeno 1 minuto. Passare con carta monouso fino a rendere le superfici asciutte.*

## ACCESSORI

*Bobina di carta*



# SANIQAT CASA


**Detergente disinfettante Presidio Medico Chirurgico** (Reg. Min. Salute n° 18759) **per i pavimenti** a base di sali quaternari di ammonio. Elimina con facilità lo sporco ed i cattivi odori lasciando un gradevole profumo di pulito. Facilmente risciacquabile.

## MODALITÀ D'USO

*Diluire il prodotto al 3% in acqua.*

## ACCESSORI

*Carrello witty con strizzatore  
Manico  
Telaio Lock  
Panno wet system micro blue*



**allegri.**  
TOP CLEAN SOLUTIONS

Vicolo Salvo D'Acquisto, 2 • 24050 Grassobbio (BG) Italy • T +39 035 4242111  
[www.allegri.com](http://www.allegri.com)